

## Ежедневный QA

1.	Дозиметрия
	1.1 Стабильность выхода фотонного излучения (для всех типов энергии) 3 %
2.	Механические параметры
	<b>2.1</b> Лазерная локализация 1,5 мм
3.	Безопасность
	<b>3.1</b> Отключение облучения при блокировке дверей <i>функциональн.</i>
	<b>3.2</b> Безопасное закрытие дверей <i>Функциональн</i> .
	<b>3.3</b> Аудиовидеомониторы <i>Функциональн</i> .
	<b>3.4</b> Монитор области облучения (если используется, предоставляется заказчиком)
	Функциональн.
	3.5 Индикатор включения пучка

Функциональн.

4.	Планарная визуализация
	<b>4.1</b> Совпадение координат визуализации и терапии при одном и том же угле гентри $\leq 2.0~\text{мм}$
5.	Визуализация СВСТ (МВ и кВ)
	<b>5.1</b> Совпадение координат визуализации и терапии ≤ 2,0 мм